

# 全二维 GC×GC-qMS 分析电子烟液中烟碱及禁用成分

GCMS-248

**摘要:** 本文采用全二维气相色谱质谱联用法 (GC×GC-qMS) 对三种电子烟烟液中烟碱及禁用成分进行分析, 结果表明, 全二维气相色谱较常规气相色谱具有更强大的分离能力, 能够为复杂基质样品的测定提供准确的分析结果。

**关键词:** 全二维气相色谱质谱联用法 电子烟液烟碱禁用成分

电子烟是一种模仿卷烟的电子产品, 有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉, 它们通过传送汽化丙二醇、烟碱混合物, 使人吸入剂量不等的烟碱。电子烟烟液的主要成分是发烟溶剂、烟碱和香味物质。1, 2- 丙二醇和甘油通常作为溶剂占电子烟液的 90% 左右, 烟碱含量一般在 0~3% 之间。

目前, 由于国内外均没有电子烟方面的相关标准, 导致电子烟产品质量参差不齐, 安全隐患重重, 尤其电子烟烟液中的烟碱, 与标注量有很大差异, 一些电子烟

烟液声称不含烟碱但实际上也含有烟碱。由于国内外均没有系统的电子烟安全性评估资料, 因此, 目前还不能确定电子烟会给使用者的健康带来哪些潜在风险。

文献报道测定电子烟烟液中烟碱的方法主要有: 液相色谱法、液质联用法、气相色谱法和气质联用法; 本实验将全二维气相色谱质谱联用法 (GC×GC-qMS) 应用于电子烟液中烟碱及禁用物质的分析。结果表明, 烟碱及禁用成分不受基质干扰, 为定性及定量提供了更好的手段, 这对于规范电子烟液的生产具有重要意义。

## 实验部分

### 1.1 仪器

岛津全二维气相色谱质谱联用仪  
GCMS-QP2020(GC×GC-qMS)

### 1.2 GCMS 分析条件

#### GC 条件

色谱柱一: Rtx-wax(30 m×0.25 mm×0.25 μm)  
色谱柱二: BPX-50 (2.5 m×0.1 mm×0.1 μm)  
柱温程序: 40°C (2 min)\_4°C /min\_240°C (8 min)  
载气: He  
载气控制方式: 恒线速度 203.3 kPa  
进样口温度: 220°C  
调制周期: 6 sec  
进样量: 0.5 μL  
进样方式: 分流进样分流比: 10:1

#### MS 条件

离子化方式: EI  
离子源温度: 200°C  
接口温度: 240°C  
溶剂延迟时间: 4 min  
采样频率: 33 Hz  
采集方式: 全扫描 Scan  
质量范围: 35~500 amu

### 1.3 样品制备

取电子烟液 0.5 μL, GC×GC-qMS 直接进样。

## 结果讨论

### 2.1 电子烟液 GCMS-QP2020 测定结果

采用 GCMS-QP2020 对电子烟液样品进行测定, 所得色谱图及质谱图如图 1、图 2 所示, 由于电子烟液中 90% 以上都是丙二醇、甘油, 在 3 min-4.6 min, 7.5 min-8.6 min 出现两处溶剂峰干扰, 烟碱出峰时间 8.265 min 处质谱图饱和 (图 2 中 61、84 红色碎片代表饱和), 对于定性定量均有影响。




图1 电子烟液样品单四级TIC图




图2 烟碱8.265 min质谱图

### 2.2 电子烟液中烟碱 GC×GC-qMS 测定结果

采用 GC×GC-qMS 对该样品进行分析, 得到的二维轮廓图如图 3 所示。其中, 横坐标为第一根色谱柱上的保留时间, 纵坐标为第二根色谱柱上的保留时间。如图可见, 烟碱一维保留时间为 33.00 min, 二维保留时间为 1.50 min, 与丙二醇、甘油峰可实现分离。




图3 电子烟液样品二维轮廓图

### 2.3 电子烟液中禁用物质 GC×GC-qMS 测定结果

对巧克力口味、葡萄口味电子烟液样品中的禁用物质进行筛查，如图 4、图 5 所示，2, 3- 丁二醇，2, 3- 戊二醇两种化合物可与其他化合物得到很好的分离。




图4 巧克力口味电子烟液样品禁用物质二维轮廓图




图5 葡萄口味电子烟液样品禁用物质二维轮廓图

### 结论

利用 GC×GC-qMS 分析电子烟液中烟碱及禁用成分可以确保目标组分不受基质干扰，为定性及定量提供了更好的手段，这对于规范电子烟液的生产具有重要意义。