

LC-MS/MS 定量测定玉米中的伏马毒素含量

LCMSMS-127

摘要：本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8040 联用测定玉米中 3 种伏马毒素的方法。样品经乙腈 / 水提取、SPE 净化后，液相分离、三重四极杆质谱仪内标法进行定量分析。3 种伏马毒素在 5 ~ 100 ng/mL 浓度范围内线性良好；对 5 ng/mL、20 ng/mL 和 100 ng/mL 混合标准溶液连续 3 次进样，3 个浓度标准品的准确度和峰面积的相对标准偏差分别在 87.6 ~ 104.8% 和 0.97 ~ 10.30% 之间；同时考察了空白玉米基质加标结果，结果显示 3 种伏马毒素的加标回收率分别为 99.01、104.17 和 97.23%；在某玉米样品中检出伏马毒素 FB1、FB2 和 FB3，浓度分别为 42.76、6.30 和 4.89 ng/mL。

关键词：伏马毒素 玉米 超高效液相色谱仪 三重四极杆质谱仪

伏马毒素 (Fumonisin FB) 是一种霉菌毒素，是由串珠镰刀菌 (*Fusarium moniliforme* Sheldon) 产生的水溶性代谢产物，对热稳定，不易被蒸煮破坏，在多数粮食加工处理过程均比较稳定。动物试验和流行病学资料已表明，伏马毒素主要损害肝肾功能，能引起马脑白质软化症和猪肺水肿等。美国食品与药物管理局 (FDA) 规定人类食用玉米中伏马毒素最高限量为 2 mg/kg；我国食品安全国家标准《GB2761-2011 食品中真菌毒素限量》中还没有规定粮食中伏马毒素的限量。目前检测伏马毒素常用方法为免疫亲和柱净化后的荧光仪检测法和 HPLC 法，我国还没有使用 LC-MS/MS 检测伏马毒素的国家标准。本文使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8040 联用，建立了快速准确测定玉米中 3 种伏马毒素的方法，供相关检测人员参考。

流动相：A - 0.1% 甲酸水溶液；

B - 乙腈 / 甲醇 (v/v = 1/1)

流速：0.4 mL/min

进样体积：10 μ L

柱温：40 $^{\circ}$ C

洗脱方式：梯度洗脱，B 相初始浓度为 50%，时间程序见表 1。

表1 梯度洗脱时间程序

Time(min)	B.Conc.
0.50	50
3.20	75
3.50	100
4.00	100
4.20	505
6.00	Stop

质谱条件

分析仪器：LCMS-8040

离子源：ESI，正离子扫描

离子源接口电压：4.5 kV

雾化气：氮气 3.0 L/min

干燥气：氮气 15 L/min

碰撞气：氩气

脱溶剂管温度：250 $^{\circ}$ C

加热模块温度：400 $^{\circ}$ C

扫描模式：多反应监测 (MRM)

驻留时间：50 ms

延迟时间：3 ms

MRM 参数：见表 2

实验部分

1.1 仪器

本实验使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 与三重四极杆质谱仪 LCMS-8040 联用系统。具体配置为 LC-30AD \times 2 输液泵，DGU-20A₅ 在线脱气机，SIL-30AC 自动进样器，CTO-30A 柱温箱，CBM-20A 系统控制器，LCMS-8040 三重四极杆质谱仪，LabSolutions Ver. 5.50 色谱工作站。

1.2 分析条件

液相色谱条件

分析仪器：LC-30A 系统

色谱柱：UHPLC C18 2.0 mm I.D. \times 100 mm L.

表2 MRM参数

编号	中文名称	英文名称 (简称)	CAS No.	前体 离子	产物 离子	Q1 Pre Bias(V)	CE (V)	Q3 Pre Bias(V)
1	伏马毒素 B1	Fumonisin B1 (FB1)	116355-83-0	722.40	352.30*	-26	-41	-25
					334.15	-26	-43	-25
2	伏马毒素 B2	Fumonisin B2 (FB2)	116355-84-1	706.40	336.25*	-26	-42	-26
					318.25	-26	-41	-23
3	伏马毒素 B3	Fumonisin B3 (FB3)	136379-59-4	706.40	336.20*	-26	-39	-24
					318.35	-26	-39	-25
4	¹³ C-伏马毒素B1	¹³ C-FB1 (内标)	-	756.45	356.35	-22	-47	-26

*表示定量离子

1.3 样品制备

标准溶液配制:

取适量单标储备液, 用乙腈/水 (50/50, v/v) 配制为混合标准溶液, 然后逐级稀释成低浓度的标准工作液。FB1 浓度为 100、50、20、10、5 ng/mL; FB2 和 FB3 浓度为 50、25、10、5、2.5 ng/mL。内标物 ¹³C-FB1 的浓度为 10 ng/mL。

样品前处理方法:

提取: 准确称取 2 g 样品于 50 mL 离心管中, 加入同位素内标 10 ng (100 ng/mL, 100 微升), 加入 10 mL 乙腈/水 (50/50, v/v), 均质提取 3 min, 以 10000 r/min 于 4℃ 下离心 10 min, 将上清液转移至另一离心管中, 用 NaOH (0.1 mol/L) 溶液调 pH 值到 6~9。

净化: 取 1.5 mL 提取液, 加入 35 mL 0.1% 吐温-20/PBS 缓冲溶液, 混合均匀后过免疫亲和柱, 流速控制在 1~3 mL/min, 用 10 mL PBS 缓冲液淋洗免疫亲和柱, 用 3×1 mL 甲醇/乙酸 (98/2, v/v) 洗脱免疫亲和柱, 收集洗脱液, 55℃ 下氮吹至干, 乙腈/水溶液 (20/80, v/v) 定容至 1 mL。涡旋 30 s, 过 0.22 μm 微孔滤膜后供进样。

结果讨论

2.1 标准样品的 MRM 色谱图

10 ng/mL 的 FB1、5 ng/mL 的 FB2 和 5 ng/mL 的 FB3 的混合标准样品的 MRM 色谱如图 1 所示。




图1 混合标准样品的MRM色谱图

2.2 线性关系

将 1.3 所示的混合标准工作液按 1.2 中的分析条件进行测定, 以浓度比为横坐标, 峰面积比为纵坐标, 内标法制作校准曲线, 如图 2~5 所示。3 种伏马毒素在检测浓度范围内线性良好。线性方程、相关系数及由软件计算得检出限和定量限见表 3。




图2 FB1的标准工作曲线




图3 FB2的标准工作曲线




图4 FB3的标准工作曲线

表3 3种伏马毒素的校准曲线参数

No.	名称	校准曲线	相关系数r	检出限(ng/mL)	定量限(ng/mL)
1	FB1	$Y = 0.074X - 0.0173$	0.9998	0.14	0.48
2	FB2	$Y = 0.270X + 0.0297$	0.9999	0.09	0.28
3	FB3	$Y = 0.279X + 0.0388$	0.9996	0.09	0.28

2.3 精密度实验

对 5 ng/mL、20 ng/mL 和 100 ng/mL 混合标准溶液连续 3 次进样，3 个浓度标准品的准确度和峰面积的相对标准偏差分别在 87.6 ~ 104.8% 和 0.97 ~ 10.30% 之间。

表4 3种伏马毒素的准确度及峰面积相对标准偏差 (RSD%)

Compound	5 ng/ml (n=6)		20 ng/ml (n=6)		100 ng/ml (n=6)	
	Accuracy/%	RSD/%	Accuracy/%	RSD/%	Accuracy/%	RSD/%
Fumonisin FB1	104.8	10.30	101.4	1.88	100.0	1.47
Fumonisin FB2	87.6	1.78	101.6	1.96	100.3	2.35
Fumonisin FB3	98.5	4.90	104.6	2.36	101.3	0.97

2.4 回收率考察

以空白玉米样配制加标溶液，FB1、FB2 和 FB3 的加标浓度分为 20、10 和 10 ng/mL，得到色谱图如图 5 所示。3 种伏马毒素 FB1、FB2 和 FB3 加标回收率在分别为：99.01%、104.17% 和 97.23%。




图5 基质加标样品的色谱图




图6 阳性玉米样品的色谱图

2.5 玉米样品分析

考察了市售的玉米样品，在某市场出售的玉米样品中检出了 3 种毒素，浓度见表 5，色谱图见图 6。

表5 阳性样品的检出浓度

阳性样品	FB1	FB2	FB3
浓度 (ng/mL)	42.76	6.30	4.89

■ 结论

本文建立了一种快速准确测定玉米中 3 种伏马毒素的方法，该方法使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8040 联用进行测试。该方法测试时间仅有 6 min；低、中、高 3 个浓度标准品的准确度和峰面积的相对标准偏差分别在 87.6 ~ 104.8% 和 0.97 ~ 10.30% 之间；3 种伏马毒素 FB1、FB2 和 FB3 加标回收率在分别为：99.01、104.17 和 97.23%，方法准确度高。